

UROFLOW-RECORDER URO-2050


Standardgerät zur Registrierung
des Harnflusses



- **Messwertgewinnung** - nach dem Wägeprinzip
- **LCD-Bildschirm** - für Online-Darstellung
- **Protokollausdruck** - für alle relevanten Daten
- **Speicherfunktion für ca. 50 Protokolle** - gespeicherte Daten können im Display wieder aufgerufen und auf Wunsch ausgedruckt werden
- **Start - Stop Automatik** - oder manuelle Betriebsweise wählbar
- **Automatischer Selbsttest** - nach dem Einschalten des Gerätes
- **Echtzeituhr** - automatischer Eindruck von Tag/ Monat/ Jahr und Uhrzeit
- **Robuste Bauweise** - auch für Wandmontage lieferbar

UROFLOW-RECORDER URO-2050

Technische Daten



Stativ mit Messwertgeber

Netzanschluss	100 ... 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen	240 x 160 x 110 mm (B x T x H)
Gewicht	1,8 kg (ohne Zubehör)
Stativ	Höhe 80 cm
Elektrische Sicherheit	DIN EN 60601-1 Klasse IIa nach EG-Richtlinie 93/42/EWG
Messbereich Flow	25 ml/s und 50 ml/s
Messbereich Volumen	2.000 ml
Schreibgeschwindigkeit	2 mm/s (Display)
Kopiergeschwindigkeit	25 mm/s
Registrierverfahren	Thermodrucker, 384 Punkte, 200 dpi
Papierbreite	60 mm
Registrierbreite	48 mm
Auflösung	numerisch 0,1 ml/s grafisch 0,15 ml/s bzw. 0,3 ml/s
Grenzfrequenz	ca. 2 Hz
Betriebsart	manuell oder automatisch Bei automatischem Betrieb Start bei etwa 2 ml, Registrierstop ca. 20 s nach Beendigung des Harnflusses oder manuell durch den Untersucher.
Digitale Schnittstelle	optisch IrDA
Berechnete Messwerte	Miktionszeit, Flowzeit, max. Flow, Zeit bis max. Flow, durchschnittlicher Flow, max. Flowzunahme, Volumen ca. 50 Protokolle bei einer durchschnittlichen Miktionsdauer von 40 s, automatisches Einfügen von Datum und Uhrzeit der Messung. Daten bleiben nach Ausschalten des Gerätes erhalten. Übertragung der Daten auf PC nach der Messung oder später möglich.
Speicherung	
Sprache	deutsch, englisch

Originalausschrieb einer
Messung



Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhändler: **B & V Fachhandel**
- alle Kassen und Privat -
Dipl.-Ing. (FH) G. Schwinghoff
Liebenwerdaer Str. 19a
D-04924 Thalberg / GERMANY

fon +49 (0) 35341 2035
fax +49 (0) 35341 47899
mobil 0171 3633287
email info@bv-med.de
internet www.bv-med.de